

Tele-Light – Manual de instruções

Descrição

Tele-Light é uma pasta fotopolimerizável não viscosa para a modelação em próteses dentais, principalmente em modelos mestres, e na técnica de trabalhos combinados.

Tele-Light fotopolimeriza em qualquer máquina de luz comum que emita luz no espectro de 380 a 500 nm. O processo de fotopolimerização é executado sem vácuo.

Composição

Dimetacrilato-diuretano, diacrilato de neopentilglicol propoxilado, fotoiniciadores, copolímeros de PMMA e PiBMA

Campos de indicação:

- Munhões esculpidos
- Munhões mestres em trabalhos combinados.
- Munhões mestres para trabalhos de zircônio
- Material de preenchimento para munhões primários na técnica de galvano.
- Criação de munhões na tomada de impressão para coroas e pontes.

Vantagens e características

Graças a sua consistência pastosa e rígida, podemos posicionar os pinos sem que estes se movam de posição na coroa.

Tele-Light é estável a uma temperatura de até 120 °C, o que permite o seu uso como munhão esculpido. Pode-se limpá-lo com vapor sem danificá-lo.

Trabalhos de zircônio mostram sua cor natural e estética.

Indicação de preparo

As coroas devem ser isoladas com uma fina película de vaselina. Posteriormente as preenchemos com Tele-light e introduzimos o pino transparente antes de sua fotopolimerização. O tempo de polimerização depende da máquina de luz a ser usada (de 3 a 10 minutos).

Aviso de perigo

Evitar qualquer tipo de contato com o material em estado não polimerizado, com os olhos e a pele. Evitar também contato com a camada de inibição, já que esta pode causar uma sensibilização da pele em pessoas sensíveis. Neste caso, é recomendado suspender o uso do produto.

Instruções para o armazenamento

Armazenar a uma temperatura entre 4 e 25 °C.

Proteger as seringas do calor e da luz direta do sol.

Não usar depois da data de validade.

Forma de fornecimento:

1 frasco de 30 g.

Acessório:

Pinos transparentes

	Número de lote		Fabricante		Ler instruções de uso
	Data de validade		Xi, Irritante		Temperatura de armazenamento

Fabricante

DeltaMed

DeltaMed GmbH
D-61169 Friedberg

Este produto foi criado para a aplicação no setor dental e deve ser usado segundo as indicações de uso. O fabricante não se responsabiliza pelos danos causados devido ao mau uso do produto. Além disso, o usuário fica obrigado a verificar o material antes de sua utilização, a comprovar se é o adequado para sua finalidade e, principalmente, se esta finalidade está indicada nas instruções.